

| Lp. | Nazwa towaru | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość pozycji brutto |
|-----|---|------------------------|-------|------------------------|
| 1 | <p>Zestaw do treningu z wykorzystaniem metodologii dr Pakszys – Pakiet do komputera do Terapii Biofeedback – 4 kanałowe głowice-2 kanały do EEGBiofeedback i 2 kanały dodatkowe;</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasilanie bateryjne głowicy i kabel optyczny zwiększający bezpieczeństwo trenowanego; - rekomendacja Polskiego Towarzystwa Biofeedbacku i Psychologii Stosowanej; - porównywanie lustrzane-porównywanie jednocześnie w obu półkulach; - iRelax-niezbędne połączenie treningu oddechowego z relaksacyjnym; - impedancja podłączenia elektrod w 4 kolorach oraz cyfrowo - specjalistyczne oprogramowanie systemu EEGBiofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu -25 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu - rozszerzenie plansz stymulacyjny do 20 typów wraz z animacjami i plikami video - oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów, eksportowanie badań, prowadzenie archiwizacji i tworzenie statystyk - program zapamiętuje ustawienia poprzedniej sesji treningowej - opcja kliknij i pracuj - funkcja porównywania wyników treningów - "krzywa uczenia" - raport trendu - mapa mózgu - miniQEEG z dowolnie wybranej elektrody w czasie rzeczywistym - aktywne progi treningowe - 6szt, z możliwością włączenia i wyłączenia poszczególnych pasm - instrukcja obsługi w języku polskim -zestaw elektrod miseczkowych i usznych - pasta klejąco-przewodząca - pasta ścierna do przygotowania naskórka - testy przed i po treningu 5 sztuk - certyfikat CE - możliwość odtwarzania plików video avi | | | |